

Hemochron Jr. Signature

Umrechnung INR in Quick%

Für Küvetten: J201 PT
 J201C PT citriert

ISI = 1,0

INR	Quick %	INR	Quick %	INR	Quick %
0,6	217	3,8	17	6,9	9
0,7	176	3,9	17	7	9
0,8	144	4	16	7,1	9
0,9	120	4,1	16	7,2	8
1	100	4,2	16	7,3	8
1,1	85	4,3	15	7,4	8
1,2	74	4,4	15	7,5	8
1,3	65	4,5	15	7,6	8
1,4	58	4,6	14	7,7	8
1,5	52	4,7	14	7,8	8
1,6	48	4,8	14	7,9	8
1,7	44	4,9	13	8	8
1,8	41	5	13	8,1	8
1,9	39	5,1	13	8,2	8
2	37	5,2	12	8,3	8
2,1	35	5,3	12	8,4	8
2,2	33	5,4	11	8,5	7
2,3	31	5,5	11	8,6	7
2,4	29	5,6	11	8,7	7
2,5	28	5,7	10	8,8	7
2,6	27	5,8	10	8,9	7
2,7	25	5,9	10	9	7
2,8	24	6	10	9,1	7
2,9	23	6,1	9	9,2	7
3	22	6,2	9	9,3	7
3,1	21	6,3	9	9,4	7
3,2	20	6,4	9	9,5	7
3,3	19	6,5	9	9,6	7
3,4	19	6,6	9	9,7	7
3,5	18	6,7	9	9,8	7
3,6	18	6,8	9	9,9	6
3,7	17				

Author: Marcia L. Zucker, Ph.D.
 Director Clinical Research
 ITC International Technidyne Corporation
 31. Aug 04